

Mesorb®

En enkel høyabsorberende bandasje som klarer å absorbere relativt mye men som ikke er like flink til å holde fuktigheten vekk fra huden som en ekte superabsorberende bandasje. Den er allikevel nyttig ved sivende sår hvor vi uansett må bytte flere ganger daglig og hvor det ikke ville vært kostnadseffektivt å bruke en dyrere variant. Mesorb skal kun brukes under kompresjonsbandasje når den byttes minst en gang daglig.



Mextra™ Superabsorbent

Ligner i utseende på Mesorb® og lages av samme produsent men er en mer avansert superabsorberende bandasje som klarer å absorbere mer og låser væsken bedre i midten av bandasjen. Den er også tynnere enn Mesorb og egner seg bedre under kompresjonsbehandling.



Tegaderm™ Superabsorber

Relative tynn superabsorberende bandasje. Egner seg også under kompresjonsbehandling.



Xtrasorb®

Ligner i utseende og egenskapene på Mextra® og Tegaderm™ Superabsorber



Polymem® Max Polymem® Max Silver

Ikke heftende bandasje med høy absorpsjonsevne. Inneholder også glyserin og surfactant som kan bidra i rensing av såret. Egner seg under kompresjonsbehandling. Kan absorberer 16x sin egen vekt



Tegaderm™ Foam

Superabsorberende skumbandasje som finnes med og uten limkant. Varianten med limkant finnes i mange fasonger som gjør det lettere å applisere også ved vanskeligere steder. Finnes også som rull. Egner seg under kompresjonsbehandling.




Curea P1

Superabsorberende bandasje som anbefales for bruk primært i den første fase av tilheling av sår (eksudasjonsfasen). Egner seg under kompresjon




Curea P2

Superabsorberende bandasje som anbefales for bruk i granulasjonsfasen av sår. Egner seg under kompresjon



Curea P1 Duo Active

Superabsorberende bandasje med unike egenskaper. Den kan legges på såret med begge siden avhengig av hvilken virkning en ønsker. Om man legger den hvite siden mot såret gir det bedre lukt reduksjon. Om man legger den gråe (kull siden) mot såret gir den en bedre antibakteriell effekt.



Biatain® Super

Superabsorberende bandasje med og uten limkant. Egner seg under kompresjonsbehandling.



Dry Max® Extra

Relativ tynn superabsorberende bandasje som også egner seg godt under kompresjonsbehandling. Finnes i mange størrelser helt opp til 37x56cm!




Eclipse® Super Absorber Dressings

En unik superabsorberende bandasje som kommer i praktiske fasonger for store problematiske sårområder. Eclipse® Boot er for eksempel godt formet til å dekke store deler av leggen og egner seg meget godt ved store væskende legg sår

Eclipse® egner seg utmerket under kompresjonsbehandling.

Dessverre er den fortsatt lite kjent i Norge.



Vliwasorb®

En myk og smidig superabsorberende bandasje som egner seg godt under kompresjonsbehandling

Kan absorbere 20x sin egen vekt

Finnes fra 10x10cm til 20x30 cm



Sorbion Sachet S

Superabsorberende bandasje som også egner seg bra under kompresjonsbehandling. Uten limkant.

Finnes i størrelser 7,5x7,5 cm til 45x25 cm (Cutimed Sorbion Sachet XL). Den siste størrelse egner seg også bra for store leggsår

